



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

На медицинское изделие

Система ультразвуковая диагностическая Arietta 750

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ИПС"

(ООО "ИПС"), Россия,

121059, Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 5, 3-й этаж, пом. I, ком. № 26

Производитель

"ФУДЖИФИЛЬМ Хелсека Корпорэйшн", Япония,

FUJIFILM Healthcare Corporation, 2-1 Shintoyofuta, Kashinwa-shi, Chiba, 277-0804

Japan

Место производства медицинского изделия

FUJIFILM Healthcare Corporation, 2-1 Shintoyofuta, Kashinwa-shi, Chiba, 277-0804

Japan

Номер регистрационного досье № РД-55407/11118 от 30.03.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 21 листах

приказом Росздравнадзора от 18 сентября 2023 года № 6214
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073321

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 1

На медицинское изделие

Система ультразвуковая диагностическая Arietta 750, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения № 1, Arietta 750LE, состав:

1. Основной блок USI-172LE.
2. Кабель питания CP-117.
3. Видеомонитор IPF-2201.
4. Пользовательская накладка на клавиатуру L-KEY-113_KEYSH_SET.
5. Компакт-диск с руководством MN-CD-ARIETTA750-E.
6. Гибридный графический принтер (монохромный принтер) UP-X898MD (при необходимости).
7. Принтер P95DE (при необходимости).
8. Цифровой черно-белый принтер (монохромный принтер) P95DW (при необходимости).
9. Цифровой цветной принтер UP-D25MD (при необходимости).
10. Цифровой цветной принтер CP30DW (при необходимости).
11. Устройство для записи видео в формате HD без оптического дисководом HVO-500MD/FHD (при необходимости).
12. Устройство для записи видео в формате HD с оптическим дисководом HVO-550MD/FHD (при необходимости).
13. Устройство отображения физиологического сигнала PEU-LISENDO880 (при необходимости).
14. Блок постоянно-волнового доплера CW EU-9184 (при необходимости).
15. Магнитный сенсор для виртуальной сонографии EU-9185B (при необходимости).
16. Магнитный сенсор для отслеживания EU-9197 (при необходимости).
17. Стойка для генератора магнитного поля EZU-RVF1 (при необходимости).
18. Стойка для генератора магнитного поля шарнирная EZU-RVF1B (при необходимости).
19. Стойка для виртуальной сонографии в реальном времени MP-FX-AVA-40 (при необходимости).
20. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H004 (при необходимости).
21. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H006 (при необходимости).
22. Блок для подключения невизуализирующего датчика EU-9187B (при необходимости).
23. Защитный бокс MP-FX-NMH-2 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128841

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 2

24. Подогреватель геля JW-3000U (при необходимости).
25. Опора для подогревателя геля с правой стороны MP-FX-AVA-2B-R (при необходимости).
26. Опора для подогревателя геля с левой стороны MP-FX-AVA-2B-L (при необходимости).
27. Держатель датчика полостного MP-PH-AVA-11B (при необходимости).
28. Адаптер для держателя датчиков (для тонких и длинных датчиков) MP-PHAD-AR70-1U (при необходимости).
29. Гибкий крючок MP-NA-AVA-2 (при необходимости).
30. Гибкий держатель MP-NA-AVA-3 (при необходимости).
31. 3-точечный педальный переключатель MP-2819 (при необходимости).
32. 1-точечный педальный переключатель MP-2345B (при необходимости).
33. Ключ для активации программы Real Time 3D SOP-ARIETTA750-4 (при необходимости).
34. Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP-ARIETTA750-7 (при необходимости).
35. Ключ для активации программы eTRACKING SOP-ARIETTA750-11 (при необходимости).
36. Ключ для активации программы TDI Analysis SOP-ARIETTA750-13 (при необходимости).
37. Ключ для активации программы Stress Echo SOP-ARIETTA750-15 (при необходимости).
38. Ключ для активации программы FMD Analysis SOP-ARIETTA750-16 (при необходимости).
39. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-18 (при необходимости).
40. Ключ для активации программы DICOM Structured Report SOP-ARIETTA750-21 (при необходимости).
41. Ключ для активации программы Wave Intensity SOP-ARIETTA750-34 (при необходимости).
42. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-36 (при необходимости).
43. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-39 (при необходимости).
44. Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA750-41 (при необходимости).
45. Ключ для активации программы Automated NT Measurement SOP-ARIETTA750-42 (при необходимости).
46. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography SOP-ARIETTA750-43 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128842

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 3

47. Ключ для активации программы Contrast Harmonic Imaging SOP-ARIETTA750-44 (при необходимости).
48. Ключ для активации программы Transit Time of Vessel Flow Measurement SOP-ARIETTA750-47 (при необходимости).
49. Ключ для активации программы 2D Tissue Tracking Analysis SOP-ARIETTA750-49 (при необходимости).
50. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA750-58 (при необходимости).
51. Ключ для активации программы DICOM Query/Retrieve SOP-ARIETTA750-59 (при необходимости).
52. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography Strain Histogram SOP-ARIETTA750-60 (при необходимости).
53. Ключ для активации программы Real-time Virtual Sonography SOP-ARIETTA750-62 (при необходимости).
54. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA750-63 (при необходимости).
55. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-65 (при необходимости).
56. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-66 (при необходимости).
57. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-67 (при необходимости).
58. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-68 (при необходимости).
59. Ключ для активации программы Automated FS Measurement SOP-ARIETTA750-71 (при необходимости).
60. Ключ для активации программы Automated FHR Measurement SOP-ARIETTA750-72 (при необходимости).
61. Ключ для активации программы Shear Wave Measurement SOP-ARIETTA750-73 (при необходимости).
62. Ключ для активации программы Automated Cardiac Measurement SOP-ARIETTA750-74 (при необходимости).
63. Ключ для активации программы 3D Sim-Navigator SOP-ARIETTA750-75 (при необходимости).
64. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-80 (при необходимости).
65. Ключ для активации программы Needle Tracking SOP-ARIETTA750-84 (при необходимости).
66. Ключ для активации программы Body Motion Tracking SOP-ARIETTA750-85 (при необходимости).
67. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-89 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128843

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 4

- 68. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-90 (при необходимости).
- 69. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-91 (при необходимости).
- 70. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-92 (при необходимости).
- 71. Ключ для активации программы E-field simulator SOP-ARIETTA750-96 (при необходимости).
- 72. Ключ для активации программы Volume Data Extension SOP-ARIETTA750-97 (при необходимости).
- 73. Ключ для активации программы Detective Flow Imaging SOP-ARIETTA750-105 (при необходимости).
- 74. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-109 (при необходимости).
- 75. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-120 (при необходимости).
- 76. Ключ для активации программы McAfee Embedded Control 3 SOP-ARIETTA750-128 (при необходимости).
- 77. Ключ для активации программы для 3D кардиологии SOP-ARIETTA750-129 (при необходимости).
- 78. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-151 (при необходимости).
- 79. Электронный конвексный датчик C252 (при необходимости).
- 80. Электронный конвексный датчик C253 (при необходимости).
- 81. Электронный конвексный датчик C35 (при необходимости).
- 82. Электронный конвексный датчик C42 (при необходимости).
- 83. Электронный конвексный датчик C22P (при необходимости).
- 84. Электронный конвексный датчик C25P (при необходимости).
- 85. Электронный конвексный датчик C41V (при необходимости).
- 86. Электронный конвексный датчик C41V1 (при необходимости).
- 87. Электронный конвексный датчик C41B (при необходимости).
- 88. Электронный конвексный датчик CC41R (при необходимости).
- 89. Электронный конвексный датчик R41R (при необходимости).
- 90. Электронный конвексный датчик R41RL (при необходимости).
- 91. Электронный линейный датчик L441 (при необходимости).
- 92. Электронный линейный датчик L442 (при необходимости).
- 93. Электронный линейный датчик L55 (при необходимости).
- 94. Электронный линейный датчик L64 (при необходимости).
- 95. Электронный линейный датчик L53K (при необходимости).
- 96. Электронный секторный датчик S11 (при необходимости).
- 97. Электронный секторный датчик S121 (при необходимости).
- 98. Электронный секторный датчик S31 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128844

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 5

99. Электронный секторный датчик S42 (при необходимости).
100. Электронный секторный датчик S3ESL1 (при необходимости).
101. Датчик объемный для акушерства 4D VC35 (при необходимости).
102. Датчик объемный трансвагинальный 4D VC41V (при необходимости).
103. Датчик биплановый трансректальный C41L47RP (при необходимости).
104. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2265-2 (при необходимости).
105. Кабель подключения ч/б принтера PM-LI880-H001 (при необходимости).
106. Кабель подключения цветного принтера PM-LI880-H002 (при необходимости).
107. Монтажная стойка цветного принтера (для Sony) MP-FX-AVA-30 (при необходимости).
108. Монтажная стойка цветного принтера (для Mitsubishi) MP-FX-AVA-31 (при необходимости).
109. Кабель подключения устройства записи цифрового видео PM-LI880-H003B (при необходимости).
110. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-32B (без цветного принтера) (при необходимости).
111. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-33B (с цветным принтером) (при необходимости).
112. Адаптер для большого держателя датчика MP-PH-ADAPTER-5BU (при необходимости).
113. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-004 (при необходимости).
114. Пункционный адаптер EZU-PA532 (при необходимости).
115. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-006 (при необходимости).
116. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) для EZU-PA532 RV-007 (при необходимости).
117. Пункционный адаптер EZU-PA7C2 (при необходимости).
118. Пункционный адаптер MP-2824 (при необходимости).
119. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) (стандарт) RV-012 (при необходимости).
120. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1 (при необходимости).
121. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2 (при необходимости).
122. Насадка для биопсии PA7B1-3 (при необходимости).
123. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128845

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 6

- 124. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-C (при необходимости).
- 125. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-005 (при необходимости).
- 126. Пункционный адаптер EZU-PA5V (при необходимости).
- 127. Пункционный адаптер EZU-PA7V (при необходимости).
- 128. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-002 (при необходимости).
- 129. Пункционный адаптер MP-2445 (при необходимости).
- 130. Пункционный адаптер MP-2452-G18 (при необходимости).
- 131. Пункционный адаптер MP-2452-G21 (при необходимости).
- 132. Пункционный адаптер MP-2452-G16 (при необходимости).
- 133. Пункционный адаптер MP-2452-G14 (при необходимости).
- 134. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-013 (при необходимости).
- 135. Водонепроницаемый чехол WP-001 (при необходимости).
- 136. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22I (при необходимости).
- 137. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22K (при необходимости).
- 138. Пункционный адаптер MP-2781 (при необходимости).
- 139. Пункционный адаптер MP-2781-5 (при необходимости).
- 140. Пункционный адаптер MP-2781-25 (при необходимости).
- 141. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22T (при необходимости).
- 142. Датчик электронный конвексный интраоперационный C42K (при необходимости).
- 143. Пункционный адаптер MP-2458 (при необходимости).
- 144. Датчик электронный конвексный интраоперационный C42T (при необходимости).
- 145. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-003 (при необходимости).
- 146. Датчик электронный линейный для малых органов L34 (при необходимости).
- 147. Датчик электронный L35 (при необходимости).
- 148. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H (при необходимости).
- 149. Пункционный адаптер EZU-PA7L1 (при необходимости).
- 150. Пункционный адаптер EZU-PA7L2 (при необходимости).
- 151. Стабилизатор для эластографии EL-001 (при необходимости).
- 152. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-008 (при необходимости).
- 153. Пункционный адаптер EZU-PA7L3 (при необходимости).
- 154. Стабилизатор для эластографии EL-002 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128846

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 7

- 155. Насадка RV-009 (при необходимости).
 - 156. Держатель для соединительного устройства EZU-TEATC2 (при необходимости).
 - 157. Акустическая насадка (для RTE) EZU-TECPL1 (при необходимости).
 - 158. Акустическая насадка SF-001 (при необходимости).
 - 159. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K (при необходимости).
 - 160. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K (при необходимости).
 - 161. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 (при необходимости).
 - 162. Датчик электронный линейный интраоперационный L51K (при необходимости).
 - 163. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA (при необходимости).
 - 164. Пункционный адаптер MP-2485B (при необходимости).
 - 165. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA1 (при необходимости).
 - 166. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP (при необходимости).
 - 167. Пункционный адаптер MP-2450 (при необходимости).
 - 168. Пункционный адаптер EZU-PA3U (при необходимости).
 - 169. Насадка для RVS RV-010 (при необходимости).
 - 170. Насадка для RVS RV-011 (при необходимости).
 - 171. Блок ускорения производительности EU-9207 (при необходимости).
 - 172. Кабель для подключения монитора через HDMI EU-9205 (при необходимости).
 - 173. Датчик электронный конвексный для неонатологии C41 (при необходимости).
 - 174. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23 (при необходимости).
 - 175. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23RV (при необходимости).
 - 176. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводный S3ESEL (при необходимости).
 - 177. Датчик объемный фазированный секторный трансторакальный MXS1 (при необходимости).
 - 178. Датчик электронный конвексный трансректальный C41RP (при необходимости).
 - 179. Насадка для RVS RV-015 (при необходимости).
 - 180. Насадка для RVS RV-017 (при необходимости).
 - 181. Адаптер JB-293 (при необходимости).
 - 182. Адаптер JB-294C (при необходимости).
- Вариант исполнения №2 Arietta 750SE, состав:
- 1. Основной блок USI-172SE.
 - 2. Кабель питания CP-117.
 - 3. Видеомонитор IPF-2201 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128847

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 8

4. Видеомонитор IPF-2301 (при необходимости).
5. Видеомонитор IPF-2105 (при необходимости).
6. Пользовательская накладка на клавиатуру L-KEY-113_KEYSH_SET.
7. Компакт-диск с руководством MN-CD-ARIETTA750-E.
8. Гибридный графический принтер (монохромный принтер) UP-X898MD (при необходимости).
9. Принтер P95DE (при необходимости).
10. Цифровой черно-белый принтер (монохромный принтер) P95DW (при необходимости).
11. Цифровой цветной принтер UP-D25MD (при необходимости).
12. Цифровой цветной принтер CP30DW (при необходимости).
13. Устройство для записи видео в формате HD без оптического дисководом HVO-500MD/FHD (при необходимости).
14. Устройство для записи видео в формате HD с оптическим дисководом HVO-550MD/FHD (при необходимости).
15. Устройство отображения физиологического сигнала PEU-LISENDO880 (при необходимости).
16. Блок постоянно-волнового доплера CW EU-9184 (при необходимости).
17. Магнитный сенсор для виртуальной сонографии EU-9185B (при необходимости).
18. Магнитный сенсор для отслеживания EU-9197 (при необходимости).
19. Стойка для генератора магнитного поля EZU-RVF1 (при необходимости).
20. Стойка для генератора магнитного поля шарнирная EZU-RVF1B (при необходимости).
21. Стойка для виртуальной сонографии в реальном времени MP-FX-AVA-40 (при необходимости).
22. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H004 (при необходимости).
23. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H006 (при необходимости).
24. Блок для подключения невизуализирующего датчика EU-9187B (при необходимости).
25. Защитный бокс MP-FX-NMH-2 (при необходимости).
26. Подогреватель геля JW-3000U (при необходимости).
27. Опора для подогревателя геля с правой стороны MP-FX-AVA-2B-R (при необходимости).
28. Опора для подогревателя геля с левой стороны MP-FX-AVA-2B-L (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128848

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 9

необходимости).

29. Держатель датчика полостного МР-PH-AVA-11В (при необходимости).

30. Адаптер для держателя датчиков (для тонких и длинных датчиков)
МР-PHAD-AR70-1U (при необходимости).

31. Гибкий крючок МР-НА-AVA-2 (при необходимости).

32. Гибкий держатель МР-НА-AVA-3 (при необходимости).

33. 3-точечный педальный переключатель МР-2819 (при необходимости).

34. 1-точечный педальный переключатель МР-2345В (при необходимости).

35. Ключ для активации программы Real Time 3D SOP-ARIETTA750-4 (при
необходимости).

36. Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP-ARIETTA750-7
(при необходимости).

37. Ключ для активации программы eTRACKING SOP-ARIETTA750-11 (при
необходимости).

38. Ключ для активации программы TDI Analysis SOP-ARIETTA750-13 (при
необходимости).

39. Ключ для активации программы Stress Echo SOP-ARIETTA750-15 (при
необходимости).

40. Ключ для активации программы FMD Analysis SOP-ARIETTA750-16 (при
необходимости).

41. Ключ для активации программы DICOM Structured Report SOP-ARIETTA750-21
(при необходимости).

42. Ключ для активации программы Wave Intensity SOP-ARIETTA750-34 (при
необходимости).

43. Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA750-41 (при необходимости).

44. Ключ для активации программы Automated NT Measurement SOP-ARIETTA750-42
(при необходимости).

45. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography SOP-ARIETTA750-43
(при необходимости).

46. Ключ для активации программы Contrast Harmonic Imaging SOP-ARIETTA750-44
(при необходимости).

47. Ключ для активации программы Transit Time of Vessel Flow Measurement SOP-
ARIETTA750-47 (при необходимости).

48. Ключ для активации программы 2D Tissue Tracking Analysis SOP-ARIETTA750-49
(при необходимости).

49. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA750-58 (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128849

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 10

необходимости).

50. Ключ для активации программы DICOM Query/Retrieve SOP-ARIETTA750-59 (при необходимости).

51. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography Strain Histogram SOP-ARIETTA750-60 (при необходимости).

52. Ключ для активации программы Real-time Virtual Sonography SOP-ARIETTA750-62 (при необходимости).

53. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA750-63 (при необходимости).

54. Ключ для активации программы Automated FS Measurement SOP-ARIETTA750-71 (при необходимости).

55. Ключ для активации программы Automated FHR Measurement SOP-ARIETTA750-72 (при необходимости).

56. Ключ для активации программы Shear Wave Measurement SOP-ARIETTA750-73 (при необходимости).

57. Ключ для активации программы Automated Cardiac Measurement SOP-ARIETTA750-74 (при необходимости).

58. Ключ для активации программы Needle Tracking SOP-ARIETTA750-84 (при необходимости).

59. Ключ для активации программы Body Motion Tracking SOP-ARIETTA750-85 (при необходимости).

60. Ключ для активации программы Detective Flow Imaging SOP-ARIETTA750-105 (при необходимости).

61. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-120 (при необходимости).

62. Ключ для активации программы McAfee Embedded Control 3 SOP-ARIETTA750-128 (при необходимости).

63. Ключ для активации программы для 3D кардиологии SOP-ARIETTA750-129 (при необходимости).

64. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-151 (при необходимости).

65. Электронный конвексный датчик C252 (при необходимости).

66. Электронный конвексный датчик C253 (при необходимости).

67. Электронный конвексный датчик C35 (при необходимости).

68. Электронный конвексный датчик C42 (при необходимости).

69. Электронный конвексный датчик C22P (при необходимости).

70. Электронный конвексный датчик C25P (при необходимости).

71. Электронный конвексный датчик C41V (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128850

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 11

72. Электронный конвексный датчик C41V1 (при необходимости).
73. Электронный конвексный датчик C41B (при необходимости).
74. Электронный конвексный датчик CC41R (при необходимости).
75. Электронный конвексный датчик R41R (при необходимости).
76. Электронный конвексный датчик R41RL (при необходимости).
77. Электронный линейный датчик L441 (при необходимости).
78. Электронный линейный датчик L442 (при необходимости).
79. Электронный линейный датчик L55 (при необходимости).
80. Электронный линейный датчик L64 (при необходимости).
81. Электронный линейный датчик L53K (при необходимости).
82. Электронный секторный датчик S11 (при необходимости).
83. Электронный секторный датчик S121 (при необходимости).
84. Электронный секторный датчик S31 (при необходимости).
85. Электронный секторный датчик S42 (при необходимости).
86. Электронный секторный датчик S3ESL1 (при необходимости).
87. Датчик объемный для акушерства 4D VC35 (при необходимости).
88. Датчик объемный трансвагинальный 4D VC41V (при необходимости).
89. Датчик биплановый трансректальный C41L47RP (при необходимости).
90. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2265-2 (при необходимости).
91. Кабель подключения ч/б принтера PM-LI880-H001 (при необходимости).
92. Кабель подключения цветного принтера PM-LI880-H002 (при необходимости).
93. Монтажная стойка цветного принтера (для Sony) MP-FX-AVA-30 (при необходимости).
94. Монтажная стойка цветного принтера (для Mitsubishi) MP-FX-AVA-31 (при необходимости).
95. Кабель подключения устройства записи цифрового видео PM-LI880-H003B (при необходимости).
96. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-32B (без цветного принтера) (при необходимости).
97. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-33B (с цветным принтером) (при необходимости).
98. Адаптер для большого держателя датчика MP-PH-ADAPTER-5BU (при необходимости).
99. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-004 (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0128851


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 12

- 100. Пункционный адаптер EZU-PA532 (при необходимости).
- 101. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-006 (при необходимости).
- 102. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) для EZU-PA532 RV-007 (при необходимости).
- 103. Пункционный адаптер EZU-PA7C2 (при необходимости).
- 104. Пункционный адаптер MP-2824 (при необходимости).
- 105. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) (стандарт) RV-012 (при необходимости).
- 106. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1 (при необходимости).
- 107. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2 (при необходимости).
- 108. Насадка для биопсии PA7B1-3 (при необходимости).
- 109. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4 (при необходимости).
- 110. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-C (при необходимости).
- 111. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-005 (при необходимости).
- 112. Пункционный адаптер EZU-PA5V (при необходимости).
- 113. Пункционный адаптер EZU-PA7V (при необходимости).
- 114. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-002 (при необходимости).
- 115. Пункционный адаптер MP-2445 (при необходимости).
- 116. Пункционный адаптер MP-2452-G18 (при необходимости).
- 117. Пункционный адаптер MP-2452-G21 (при необходимости).
- 118. Пункционный адаптер MP-2452-G16 (при необходимости).
- 119. Пункционный адаптер MP-2452-G14 (при необходимости).
- 120. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-013 (при необходимости).
- 121. Водонепроницаемый чехол WP-001 (при необходимости).
- 122. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22I (при необходимости).
- 123. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22K (при необходимости).
- 124. Пункционный адаптер MP-2781 (при необходимости).
- 125. Пункционный адаптер MP-2781-5 (при необходимости).
- 126. Пункционный адаптер MP-2781-25 (при необходимости).
- 127. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22T (при необходимости).
- 128. Датчик электронный конвексный интраоперационный C42K (при необходимости).
- 129. Пункционный адаптер MP-2458 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0128852

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 13

- 130. Датчик электронный конвексный интраоперационный С42Т (при необходимости).
- 131. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-003 (при необходимости).
- 132. Датчик электронный линейный для малых органов L34 (при необходимости).
- 133. Датчик электронный L35 (при необходимости).
- 134. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H (при необходимости).
- 135. Пункционный адаптер EZU-PA7L1 (при необходимости).
- 136. Пункционный адаптер EZU-PA7L2 (при необходимости).
- 137. Стабилизатор для эластографии EL-001 (при необходимости).
- 138. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-008 (при необходимости).
- 139. Пункционный адаптер EZU-PA7L3 (при необходимости).
- 140. Стабилизатор для эластографии EL-002 (при необходимости).
- 141. Насадка RV-009 (при необходимости).
- 142. Держатель для соединительного устройства EZU-TEATC2 (при необходимости).
- 143. Акустическая насадка (для RTE) EZU-TECP1 (при необходимости).
- 144. Акустическая насадка SF-001 (при необходимости).
- 145. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K (при необходимости).
- 146. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K (при необходимости).
- 147. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 (при необходимости).
- 148. Датчик электронный линейный интраоперационный L51K (при необходимости).
- 149. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA (при необходимости).
- 150. Пункционный адаптер MP-2485B (при необходимости).
- 151. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA1 (при необходимости).
- 152. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP (при необходимости).
- 153. Пункционный адаптер MP-2450 (при необходимости).
- 154. Пункционный адаптер EZU-PA3U (при необходимости).
- 155. Насадка для RVS RV-010 (при необходимости).
- 156. Насадка для RVS RV-011 (при необходимости).
- 157. Блок ускорения производительности EU-9207 (при необходимости).
- 158. Кабель для подключения монитора через HDMI EU-9205 (при необходимости).
- 159. Датчик электронный конвексный для неонатологии С41 (при необходимости).
- 160. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23 (при необходимости).
- 161. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23RV (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128853

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 14

162. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспециеводный S3ESEL (при необходимости).
163. Датчик объемный фазированный секторный трансторакальный MXS1 (при необходимости).
164. Датчик электронный конвексный трансректальный C41RP (при необходимости).
165. Насадка для RVS RV-015 (при необходимости).
166. Насадка для RVS RV-017 (при необходимости).
167. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-18 (при необходимости).
168. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-36 (при необходимости).
169. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-39 (при необходимости).
170. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-80 (при необходимости).
171. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-109 (при необходимости).
172. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-65 (при необходимости).
173. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-66 (при необходимости).
174. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-67 (при необходимости).
175. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-68 (при необходимости).
176. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-89 (при необходимости).
177. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-90 (при необходимости).
178. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-91 (при необходимости).
179. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-92 (при необходимости).
180. Адаптер JB-293 (при необходимости).
181. Адаптер JB-294C (при необходимости).
- Вариант исполнения №3 Arietta 750VE, состав:

1. Основной блок USI-172VE.
2. Кабель питания CP-117.
3. Видеомонитор IPF-2105.
4. Пользовательская накладка на клавиатуру L-KEY-113_KEYSH_SET.
5. Компакт-диск с руководством MN-CD-ARIETTA750-E.
6. Гибридный графический принтер (монохромный принтер) UP-X898MD (при необходимости).
7. Принтер P95DE (при необходимости).
8. Цифровой черно-белый принтер (монохромный принтер) P95DW (при необходимости).
9. Цифровой цветной принтер UP-D25MD (при необходимости).
10. Цифровой цветной принтер CP30DW (при необходимости).
11. Устройство для записи видео в формате HD без оптического дисковод

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128854

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 15

- HVO-500MD/FHD (при необходимости).
12. Устройство для записи видео в формате HD с оптическим дисководом HVO-550MD/FHD (при необходимости).
13. Устройство отображения физиологического сигнала PEU-LISENDO880 (при необходимости).
14. Блок постоянно-волнового доплера CW EU-9184 (при необходимости).
15. Магнитный сенсор для виртуальной сонографии EU-9185B (при необходимости).
16. Магнитный сенсор для отслеживания EU-9197 (при необходимости).
17. Стойка для генератора магнитного поля EZU-RVF1 (при необходимости).
18. Стойка для генератора магнитного поля шарнирная EZU-RVF1B (при необходимости).
19. Стойка для виртуальной сонографии в реальном времени MP-FX-AVA-40 (при необходимости).
20. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H004 (при необходимости).
21. Кабель подключения блока магнитного сенсора PM-AR850-H006 (при необходимости).
22. Блок для подключения невизуализирующего датчика EU-9187B (при необходимости).
23. Защитный бокс MP-FX-NMH-2 (при необходимости).
24. Подогреватель геля JW-3000U (при необходимости).
25. Опора для подогревателя геля с правой стороны MP-FX-AVA-2B-R (при необходимости).
26. Опора для подогревателя геля с левой стороны MP-FX-AVA-2B-L (при необходимости).
27. Держатель датчика полостного MP-PH-AVA-11B (при необходимости).
28. Адаптер для держателя датчиков (для тонких и длинных датчиков) MP-PHAD-AR70-1U (при необходимости).
29. Гибкий крючок MP-NA-AVA-2 (при необходимости).
30. Гибкий держатель MP-NA-AVA-3 (при необходимости).
31. 3-точечный педальный переключатель MP-2819 (при необходимости).
32. 1-точечный педальный переключатель MP-2345B (при необходимости).
33. Ключ для активации программы Real Time 3D SOP-ARIETTA750-4 (при необходимости).
34. Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP-ARIETTA750-7 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128855

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 16

- 35. Ключ для активации программы eTRACKING SOP-ARIETTA750-11 (при необходимости).
- 36. Ключ для активации программы TDI Analysis SOP-ARIETTA750-13 (при необходимости).
- 37. Ключ для активации программы Stress Echo SOP-ARIETTA750-15 (при необходимости).
- 38. Ключ для активации программы FMD Analysis SOP-ARIETTA750-16 (при необходимости).
- 39. Ключ для активации программы DICOM Structured Report SOP-ARIETTA750-21 (при необходимости).
- 40. Ключ для активации программы Wave Intensity SOP-ARIETTA750-34 (при необходимости).
- 41. Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA750-41 (при необходимости).
- 42. Ключ для активации программы Automated NT Measurement SOP-ARIETTA750-42 (при необходимости).
- 43. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography SOP-ARIETTA750-43 (при необходимости).
- 44. Ключ для активации программы Contrast Harmonic Imaging SOP-ARIETTA750-44 (при необходимости).
- 45. Ключ для активации программы Transit Time of Vessel Flow Measurement SOP-ARIETTA750-47 (при необходимости).
- 46. Ключ для активации программы 2D Tissue Tracking Analysis SOP-ARIETTA750-49 (при необходимости).
- 47. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA750-58 (при необходимости).
- 48. Ключ для активации программы DICOM Query/Retrieve SOP-ARIETTA750-59 (при необходимости).
- 49. Ключ для активации программы Real-time Tissue Elastography Strain Histogram SOP-ARIETTA750-60 (при необходимости).
- 50. Ключ для активации программы Real-time Virtual Sonography SOP-ARIETTA750-62 (при необходимости).
- 51. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA750-63 (при необходимости).
- 52. Ключ для активации программы Automated FS Measurement SOP-ARIETTA750-71 (при необходимости).
- 53. Ключ для активации программы Automated FHR Measurement SOP-ARIETTA750-72

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128856

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 17

(при необходимости).

54. Ключ для активации программы Shear Wave Measurement SOP-ARIETTA750-73 (при необходимости).

55. Ключ для активации программы Automated Cardiac Measurement SOP-ARIETTA750-74 (при необходимости).

56. Ключ для активации программы Needle Tracking SOP-ARIETTA750-84 (при необходимости).

57. Ключ для активации программы Body Motion Tracking SOP-ARIETTA750-85 (при необходимости).

58. Ключ для активации программы Detective Flow Imaging SOP-ARIETTA750-105 (при необходимости).

59. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-120 (при необходимости).

60. Ключ для активации программы McAfee Embedded Control 3 SOP-ARIETTA750-128 (при необходимости).

61. Ключ для активации программы для 3D кардиологии SOP-ARIETTA750-129 (при необходимости).

62. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-151 (при необходимости).

63. Электронный конвексный датчик C252 (при необходимости).

64. Электронный конвексный датчик C253 (при необходимости).

65. Электронный конвексный датчик C35 (при необходимости).

66. Электронный конвексный датчик C42 (при необходимости).

67. Электронный конвексный датчик C22P (при необходимости).

68. Электронный конвексный датчик C25P (при необходимости).

69. Электронный конвексный датчик C41V (при необходимости).

70. Электронный конвексный датчик C41V1 (при необходимости).

71. Электронный конвексный датчик C41B (при необходимости).

72. Электронный конвексный датчик CC41R (при необходимости).

73. Электронный конвексный датчик R41R (при необходимости).

74. Электронный конвексный датчик R41RL (при необходимости).

75. Электронный линейный датчик L441 (при необходимости).

76. Электронный линейный датчик L442 (при необходимости).

77. Электронный линейный датчик L55 (при необходимости).

78. Электронный линейный датчик L64 (при необходимости).

79. Электронный линейный датчик L53K (при необходимости).

80. Электронный секторный датчик S11 (при необходимости).

81. Электронный секторный датчик S121 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128857

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 18

82. Электронный секторный датчик S31 (при необходимости).
83. Электронный секторный датчик S42 (при необходимости).
84. Электронный секторный датчик S3ESL1 (при необходимости).
85. Датчик объемный для акушерства 4D VC35 (при необходимости).
86. Датчик объемный трансвагинальный 4D VC41V (при необходимости).
87. Датчик биплановый трансректальный C41L47RP (при необходимости).
88. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волнового доплера UST-2265-2 (при необходимости).
89. Кабель подключения ч/б принтера PM-LI880-H001 (при необходимости).
90. Кабель подключения цветного принтера PM-LI880-H002 (при необходимости).
91. Монтажная стойка цветного принтера (для Sony) MP-FX-AVA-30 (при необходимости).
92. Монтажная стойка цветного принтера (для Mitsubishi) MP-FX-AVA-31 (при необходимости).
93. Кабель подключения устройства записи цифрового видео PM-LI880-H003B (при необходимости).
94. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-32B (без цветного принтера) (при необходимости).
95. Опора для устройства записи цифрового видео MP-FX-AVA-33B (с цветным принтером) (при необходимости).
96. Адаптер для большого держателя датчика MP-PH-ADAPTER-5BU (при необходимости).
97. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-004 (при необходимости).
98. Пункционный адаптер EZU-PA532 (при необходимости).
99. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-006 (при необходимости).
100. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) для EZU-PA532 RV-007 (при необходимости).
101. Пункционный адаптер EZU-PA7C2 (при необходимости).
102. Пункционный адаптер MP-2824 (при необходимости).
103. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) (стандарт) RV-012 (при необходимости).
104. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1 (при необходимости).
105. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2 (при необходимости).
106. Насадка для биопсии PA7B1-3 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128858

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 19

107. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4 (при необходимости).
108. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-C (при необходимости).
109. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-005 (при необходимости).
110. Пункционный адаптер EZU-PA5V (при необходимости).
111. Пункционный адаптер EZU-PA7V (при необходимости).
112. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-002 (при необходимости).
113. Пункционный адаптер MP-2445 (при необходимости).
114. Пункционный адаптер MP-2452-G18 (при необходимости).
115. Пункционный адаптер MP-2452-G21 (при необходимости).
116. Пункционный адаптер MP-2452-G16 (при необходимости).
117. Пункционный адаптер MP-2452-G14 (при необходимости).
118. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-013 (при необходимости).
119. Водонепроницаемый чехол WP-001 (при необходимости).
120. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22I (при необходимости).
121. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22K (при необходимости).
122. Пункционный адаптер MP-2781 (при необходимости).
123. Пункционный адаптер MP-2781-5 (при необходимости).
124. Пункционный адаптер MP-2781-25 (при необходимости).
125. Датчик электронный конвексный интраоперационный C22T (при необходимости).
126. Датчик электронный конвексный интраоперационный C42K (при необходимости).
127. Пункционный адаптер MP-2458 (при необходимости).
128. Датчик электронный конвексный интраоперационный C42T (при необходимости).
129. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-003 (при необходимости).
130. Датчик электронный линейный для малых органов L34 (при необходимости).
131. Датчик электронный L35 (при необходимости).
132. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H (при необходимости).
133. Пункционный адаптер EZU-PA7L1 (при необходимости).
134. Пункционный адаптер EZU-PA7L2 (при необходимости).
135. Стабилизатор для эластографии EL-001 (при необходимости).
136. Насадка для RVS (виртуальная сонография в реальном времени) RV-008 (при необходимости).
137. Пункционный адаптер EZU-PA7L3 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128859

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 20

138. Стабилизатор для эластографии EL-002 (при необходимости).
139. Насадка RV-009 (при необходимости).
140. Держатель для соединительного устройства EZU-TEATC2 (при необходимости).
141. Акустическая насадка (для RTE) EZU-TECPL1 (при необходимости).
142. Акустическая насадка SF-001 (при необходимости).
143. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K (при необходимости).
144. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K (при необходимости).
145. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 (при необходимости).
146. Датчик электронный линейный интраоперационный L51K (при необходимости).
147. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA (при необходимости).
148. Пункционный адаптер MP-2485B (при необходимости).
149. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA1 (при необходимости).
150. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP (при необходимости).
151. Пункционный адаптер MP-2450 (при необходимости).
152. Пункционный адаптер EZU-PA3U (при необходимости).
153. Насадка для RVS RV-010 (при необходимости).
154. Насадка для RVS RV-011 (при необходимости).
155. Блок ускорения производительности EU-9207 (при необходимости).
156. Кабель для подключения монитора через HDMI EU-9205 (при необходимости).
157. Датчик электронный конвексный для неонатологии C41 (при необходимости).
158. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23 (при необходимости).
159. Датчик электронный конвексный абдоминальный C23RV (при необходимости).
160. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспециеводный S3ESEL (при необходимости).
161. Датчик объемный фазированный секторный трансторакальный MXS1 (при необходимости).
162. Датчик электронный конвексный трансректальный C41RP (при необходимости).
163. Насадка для RVS RV-015 (при необходимости).
164. Насадка для RVS RV-017 (при необходимости).
165. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-18 (при необходимости).
166. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-36 (при необходимости).
167. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-39 (при необходимости).
168. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-80 (при необходимости).
169. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-109 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0128860

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21111

Лист 21

170. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-65 (при необходимости).
171. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-66 (при необходимости).
172. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-67 (при необходимости).
173. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-68 (при необходимости).
174. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-89 (при необходимости).
175. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-90 (при необходимости).
176. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-91 (при необходимости).
177. Ключ для активации программы SOP-ARIETTA750-92 (при необходимости).
178. Адаптер JB-293 (при необходимости).
179. Адаптер JB-294C (при необходимости).

W

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0128861